

Isifix

Anwendungsbereich:

Isolierung von Modellstümpfen bei Wachsarbeiten in der Kronen- und Brückentechnik

Anwendungsweise:

Den Stumpf einmal dünn mit dem in der Verschlusskappe integrierten Pinsel bestreichen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen. Überschüssiges Liquid sanft mit Luftdruck abblasen. Auftragen und/oder Wachstauchen wie gewohnt. Nach Gebrauch Flasche wieder fest verschließen.

Qualität:

Isifix bildet einen dünnen Mikrofilm von 3-5 μ . Kompatibel mit dentalen Modellierwachsen. Erleichtert ein spalt- und verzugsfreies Abheben der Wachsarbeit. Verhindert durch Wachs hervorgerufene Schlierenbildung auf der Kroneninnenseite. Keine Reaktion mit der Einbettmasse. Isifix ist lösungsmittelfrei und wasserlöslich.

Lagerung:

Fest verschlossen lagern

Entsorgung:

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Glas)

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 02/16