

Kera-Sep Spray

Ambito d'uso:

Spray separatore per ceramica. Per isolare i modelli dalla massa ceramica.
Da utilizzare con il silicone per le superfici occlusali Okkluflex (DFS-Diamon GmbH)

Modo d'uso:

Agitare bene prima dell'uso.

Dopo aver spruzzato il prodotto da una distanza di ca. 5-8 cm, attendere 1 minuto, poi spruzzare una seconda volta. Spruzzare brevemente ed evitare l'accumulo di sostanza, ad esempio nelle zone profonde degli alveoli. È anche possibile applicare il prodotto con un pennello.

Qualità:

Kera-Sep Spray consente un isolamento sicuro della superficie del modello dalla ceramica e permette di staccare la modellazione senza problemi per procedere alla cottura. A differenza delle bottigliette con pennello, non sussiste il pericolo di contaminazione incrociata. Il liquido brucia senza lasciare residui.

Fattori di rischio:

Evitare di inalare lo spray.

Conservazione:

- Il recipiente è sotto pressione.
- Non esporre ai raggi diretti del sole.
- Proteggere dalle temperature superiori ai 50°C.

Smaltimento:

Come rifiuti generici di laboratorio (alluminio).

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 02/16