

Lac conductor cu argint GALVANET

Aplicare:

Agitați puternic înainte de utilizare!

Închideți bine după utilizare!

Suprafețele metalice trebuie degresate înainte de aplicare (de ex.cu alcool)! Aplicați pe suprafețele de gips numai în stare complet uscată, uscați modelele la nevoie în cuptorul cu microunde. Aplicați **o singură dată** cu pensula. Conduceți pensula pe cât posibil plat, uniform și prompt într-o singură direcție, pentru a obține o peliculă subțire uniformă! Urmăriți să realizați **un singur** strat acoperitor . Evitați corectarea ulterioară a suprafeței lăcuite și aglomerarea lacului! Lăsați să se usuce complet. GALVANET este un lac conductor cu uscare foarte rapidă. Se recomandă totuși un timp de uscare de 5 min. înainte de prelucrarea în continuare.

După scoaterea modelului din baia de aur, la terminarea procesului galvanic, dizolvați bontul de gips în baie cu ultrasunete cu dizolvant de gips. La o galvanizare directă pe metal scoateți cu grijă capa galvanică de pe piesa primară. Apoi îndepărtați stratul conductor de argint de pe capa de aur fin cu acid azotic de 30% în baie cu ultrasunete.

Măsuri de protecție:

- A se feri de surse de flacără.
- Evitați contactul cu pielea.
- Nu folosiți apă pentru stingere.
- Aerisiți bine încăperea.
- Nu inspirați vaporii.
- Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție rezistente la solvenți.
- Deșeu special. Nu permiteți pătrunderea în canalizare.

Proprietăți:

Inflamabil.

Depozitare:

Recipientul se ține închis etanș pentru a nu se usca.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 07/14