

## Viaszprofilok

### **Alkalmazási terület:**

Viasztárgyak stifteléséhez a fogászati precíziós öntéshez

### **Alkalmazási mód:**

A viaszprofilok különleges formája tökéletes ötvöztárolóként funkcionál, és jelentősen megkönnyíti a fogtechnikai ötvözetek lengés- és lyukmentes előállítását, különösen a masszív ötvözetrészek esetében, mint pl. a teljes borítókorona vagy Pontic esetében. A keresztrudak stiftelő rendszerből való elhagyásával könnyen elérhető a lengésmentes híd, mivel a vízszintes viasz-összehúzódnás ezen különleges stiftelési módszerrel megszüntethető. Ezenkívül csökken a fémfelhasználás, mivel nem kell terjedelmes ötvözetcsatorna-rendszert megtölteni az öntési folyamat során. A legjobb, ha sárga stiftelő viasszal (DFS-Diamon GmbH), használja, amely tulajdonságainak köszönhetően nagyobb stabilitást és modellezhetőséget kínál.

### **Minőség:**

Kemény, nagy stabilitás és a lehető legkevesebb összehúzódnás.

### **Kockázatok:**

A bőrre került forró viaszcsseppeket a lehető leghamarabb hűtse le hideg vízszugárral. Utána húzza le.

### **Tárolás:**

Ne tegyék ki közvetlen napsugárzásnak.

### **Ártalmatlanítás:**

Az általános laboratóriumi hulladékkal.

### **Gyártó:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 11/14