

Forrasztási védőpaszta

Alkalmazási terület:

A forrasztási védőpaszta a hőszigetelésre és a hőelvezetésre szolgál. Csökkenti a forrasztott tárgyak hőtágulását a műanyagból készült határoló részeknél, és megakadályozza ezen területek leégetését. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát, mivel nem kell eltávolítani a műanyag részeket a forrasztás előtt, ezáltal azokat nem kell újra visszahelyezni. Legfeljebb 1000 °C-os forrasztási hőmérsékleten használható.

Alkalmazási mód:

A forrasztási védőpasztát a forrasztás előtt egyenletesen, kb. 10 mm vastagságban vigye fel a fémre és/vagy a műanyagra. Optimálisan tapad a különböző alapzatokra, akár függőleges felületekre is.

Javasoljuk, hogy a forrasztást gyorsan végezze el, hogy ne terhelje túl a védőpasztát.

Forrasztás után azonnal hűtse le a tárgyat. A paszta ezután vízsugár alatt ismét eltávolítható.

Óvintézkedések:

Nem szükséges.

Tulajdonságok:

A forrasztási védőpaszta fiziológiailag ártalmatlan.

Eltarthatóság:

2 év.

Tárolás:

- Állandó, 35 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolja.
- Ne tegyék ki közvetlen napsugárzásnak.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 07/14