

Pastă de protecție termică

Domeniu de aplicare:

Pasta de protecție termică servește la izolarea resp. dispersarea căldurii. Reduce dispersarea căldurii de la obiectele lipite la părțile adiacente acrilice și previne scorjirea. Astfel crește semnificativ productivitatea muncii, deoarece părțile din plastic nu trebuie îndepărtate înainte de procesul de lipire și repuse ulterior. Poate fi folosită la temperaturi de lipire de până la 1000°C

Mod de aplicare:

Pasta de protecție termică se aplică înainte de procesul de lipire uniform pe metal și/sau plastic în grosime de cca.10 mm. Aderă optim pe diferite suprafețe, și pe cele verticale.

Recomandăm efectuarea promptă a procesului de lipire, ca pasta de protecție să nu fie solicitată în exces.

După lipire obiectul trebuie răcit imediat. După aceea pasta poate fi îndepărtată ușor sub jet de apă.

Măsuri de protecție:

Nu sunt necesare.

Proprietăți:

Pasta de protecție termică este inofensivă fiziologic.

Termen de valabilitate:

2 ani

Depozitare:

- La temperatură constantă, nu peste 35°C.
- Nu expuneți razelor solare directe.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 07/14