

Okklean és Telescan

Alkalmazási terület:

Szájon kívüli használatra!

Okklúzió spray

Korai érintkezési és illesztési munkálatok láthatóvá tételéhez koronák és hidak esetében.

Telescan

Illesztési munkálatokhoz teleszkópos és rögzítési munkálatok esetén, illetve csillogó felületek hajlításánál a vizsgálati folyamat előkészítésére.

Alkalmazási mód:

Használat előtt felrázandó. Szórási távolság kb. 3-5 cm. Enyhe, szakaszos, rövid szórási löket a szórando tárgy egyidejű forgatásával. Fedőanyag felvitelére nincs szükség. Ecsettel, vízgőzzel, ill. vízsugár alatt könnyen eltávolítható. A gipsz elszíneződésétől nem kell tartani.

Minőség:

Ultrafinom permet. A szokásos okklúzió spray-ekkel ellentétben az Okklean és a Telescan nem oldódik vízben; így a gipszmodellek nem színeződnek el a felszívott színes víz miatt.

Kockázatok:

Kerüljék a permet belélegzését.

Tárolás:

- A palack nyomás alatt áll.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és robbanásveszélynek.
- Védje az 50 °C fölé történő felmelegedés ellen.

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal (fémdobozok).

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14