

Okkluflex

Domeniu de aplicare:

Producerea rapidă și eficientă a suprafețelor ocluzale anatomice din ceară, ceramică, materiale compozite.

Mod de aplicare:

Alegeți forma și verificați lățimea dintelui. Pregătiți în mod obișnuit primul strat de ceară (topitor). Umpleți forma siliconică cu ceară de modelare. Lăsați să se îngroașe ușor. Când ceara mai este încă puțin moale, plasați forma pe bont și ajustați-o, la nevoie ungeți-o ușor cu ceară. Verificați cu grijă ocluzia în articulator. După întărirea cerii scoateți cu grijă capa siliconică. Completați forma anatomică a dintelui și modificați resp. adaptați la nevoie suprafața ocluzală.

O procedură asemănătoare se recomandă la producerea suprafețelor ocluzale din ceramică resp. materiale compozite.

Pentru a asigura dezlipirea fără probleme a capei de pe o suprafață ocluzală, capa siliconică trebuie izolată cu spray-ul Kera-Sep (DFS-Diamon GmbH) înainte de umplerea cu masa ceramică.

În cazul utilizării materialelor compozite se preferă materialele fotopolimerizabile, deoarece acestea sunt ușor de polimerizat datorită transparenței capelor siliconice. În aceste cazuri nu este necesară izolarea.

Calitate:

Cape de silicon subțiri, foarte flexibile, transparente, rezistente la rupere și codificate conform dinților. Forme anatomice.

Pericole:

Nu sunt.

Eliminare:

Cu deșeurile generale de laborator.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14