

## Plastodur

### **Alkalmazási terület:**

Növeli a szigetelőeszközök hatását és meggátolja a lecsiszolódást (pl. ellentétesen ható érintkezések az artikulációs mozdulatok során).

### **Alkalmazási mód:**

- Egy ecsettel 1-2-szer felvinni igény szerint, hígítás nélkül.
- 15 perc után kaparásálló.
- 30 perc után magas szilárdságú.

### **Óvintézkedések:**

Gondoskodjanak a megfelelő levegőellátásról.

### **Tulajdonságok:**

Gyorsan keményedik, kaparásálló, víztaszító

### **Eltarthatóság:**

2 év

### **Tárolás:**

- 35°C fokot nem meghaladó, állandó hőmérséklet mellett.
- Ne tegyék ki közvetlen napfénynek.
- Fagytól védendő.

### **Figyelem:**

Ne jusson a csatornahálózatba.

### **Gyártó:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14