

## Umectant de silicon și ceară

Flacon de 500 ml cu pulverizator

### **Aplicare:**

Agitați puternic înainte de utilizare!

Închideți bine după utilizare!

Pulverizați economic și uniform umectantul de la o distanță de 15-20 cm pe amprentele siliconice uscate înainte de turnarea gipsului sau a masei de ambalat, precum și pe ceara sau șabloanele de ceară. Rotiți modelul în timpul pulverizării. A se evita aglomerare umectantului pe o anumtă suprafață. Îndepărtați excesul de umectant cu jet ușor de aer. Înainte de ambalare umectantul trebuie să fie uscat complet, pentru a evita inexactitățile la turnare. Umectantul de silicon și ceară asigură reproduceri exacte și turnări fără bule de aer. Retențiile și clemele fine din scheletele parțiale sunt reproduse cu o calitate excelentă.

### **Măsuri de protecție:**

- Țineți-l departe de sursele de aprindere.
- Aerisiți bine încăperea.
- Nu inspirați vaporii.
- Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție rezistente la solvenți și mască de protecție respiratorie.

### **Proprietăți:**

Umectantul de silicon și ceară reduce tensiunea de suprafață a siliconului și a cerii și facilitează o mai bună adaptare a masei de ambalare umede la suprafețele care resping apa.

Extrem de inflamabil!

### **Depozitare:**

Depozitare în conformitate cu prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile (VdF). Timp de depozitare maxim 2 ani.

### **Producător:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 11/14