

Isofix

Ámbito de aplicación:

Aislamiento de muñones de modelos en trabajos de cera en la técnica de coronas y puentes.

Modalidad de aplicación

Pincelar el muñon una vez finamente con el pincel integrado en la tapa de cierre y deje actuar por aproximadamente 30 segundos. Retirar líquido excedente suavemente con presión de aire. Aplicación y/o inmersión en cera como de costumbre. Nuevamente cerrar botella firmemente después de su uso.

Calidad:

Isofix crea una fina micropelícula de 3-5µ. Compatible con ceras dentales para modelar. Facilita despegar el trabajo de cera libre de ranuras y deformación. Evita la formación de estrias causada por cera en la parte interior de la corona. No reacciona con la masa de revestimiento. Isofix es libre de solventes e hidrosoluble.

Almacenaje:

Almacenar firmemente cerrado.

Eliminación:

Con los desechos generales de laboratorio (vidrio)

Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 02/16