

Isofix

Ambito d'uso:

Isolare i monconi sui modelli nella fase di ceratura per creare corone e ponti.

Modo d'uso:

Stendere uno strato sottile sul moncone con il pennello integrato nel cappuccio e lasciare attendere circa 30 secondi. Eliminare poi il liquido in eccesso con l'aria compressa. Applicare e/o immergere nella cera come di consueto. Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

Qualità:

Isofix crea un sottile strato di 3-5µ. Compatibile con le cere per modellazione dentale. Semplifica il distacco del lavoro in cera senza deformazioni. Evita il formarsi di striature dovute alla cera sulla parte interna della corona. Non reagisce con la massa rivestimento. Isofix non necessita di solventi ed è solubile in acqua.

Conservazione:

Conservare la confezione ben chiusa.

Smaltimento:

Come rifiuto generico di laboratorio (Vetro).

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH ★ Ländenstraße 1 ★ D-93339 Riedenburg ★ +49 9442 91890

Rev. 02/16