

Fluxur

Nume produs:

Fluxur, lipitură pentru toate aliajele dentare.

Compoziție:

Hidroxo-fluoroborat complex de potasiu.

Domeniu de aplicare:

Tehnologia coroanelor & punților dentare, schelet parțial.

Prelucrare:

Pregătiți locul de lipit la luciu metalic. Înainte de încălzirea cu flacără aplicați suficient Fluxur pe locul de lipit. Încălziți în continuare până la incandescență, la nevoie adăugați Fluxur. Aplicați aliajul de lipit, lăsați să pătrundă în rostul de lipit și încălziți ulterior pentru scurt timp.

Îndepărtați mecanic (șlefuire, sablare) lipitura vitrificată după răcirea lentă, nu folosiți material de decapare!

În acest scop cele mai adecvate sunt periile de sârmă de oțel. (Nr. com. 60014).

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/13