

## Kera-Sep Spray

### **Alkalmazási terület:**

Szeparációspray kerámiához. Modellek és a felvitt kerámiamassza szigeteléséhez.  
Az Okkluflex (DFS-Diamon GmbH) szilikon rágófelületek használata esetén.

### **Alkalmazási mód:**

Használat előtt felrázandó. 5-8 cm távolságból egyszeri permetezés, majd várjanak kb. 1 percig, és azt követően egy újabb réteget vigyenek fel. Csak röviden permetezzenek. Kerüljék a tócsák képződését pl. a mély alveolákban. Célzott felvitel egy ecsettel szintén lehetséges.

### **Minőség:**

A Kera-Sep Spray biztosítja a modelfelület megfelelő szigetelését a felvitt kerámiától és lehetővé teszi a modell problémamentes leemelését az égetés menetéhez. Nem áll fenn keresztkontaminációs veszély, mint az ecsetes palackok esetében. Az esetlegesen tapadó folyadék maradékok nélkül ég el.

### **Kockázatok:**

Kerüljék a permet belélegzését.

### **Tárolás:**

- A palack nyomás alatt áll.
- Ne tegyék ki közvetlen napsugárzásnak.
- Védjék 50°C fok feletti hőtől.

### **Ártalmatlanítás:**

Az általános laboratóriumi hulladékkal (fémdobozok).

### **Gyártó:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14