

## OKKLAMAT

### Aplicare:

Căptușirea și rebazarea protezelor totale și parțiale. OKKLAMAT stabilizează proteza ce urmează a fi căptușită pe noua bază a protezei (model de gips) după îndepărtarea materialului de amprentă.

### Piese individuale:

1 disc bază din plastic, perforat cu 3 stâlpi de oțel,  
1 capac din plastic, perforat , cu 3 orificii conice  
3 șuruburi-fluture  
3 șaibe

### Procedura:

Deschideți OKKLAMAT. Deschideți șuruburile-fluture, îndepărtați șaibele suport și ridicați capacul de plastic.

**Opțiunea 1:** Turnați gips in proteza și aplicați material de căptușire. În aceeași fază de lucru aplicați puțin gips pe discul central de la bază și așezați proteza umplută pe acesta. Ajustați proteza paralel față de placa mesei, și lăsați gipsul să se întărească.

**Opțiunea 2:** Realizați un model complet și așezați proteza pe acesta. După întărire ajustați modelul prin șlefuire. Aplicați puțin gips central pe discul de la bază și așezați modelul pe aceasta. Ajustați nivelul de ocluzie paralel față de placa mesei, și lăsați gipsul să se întărească.

Acum formați o rolă din gipsul deja întărit un pic și aplicați-o pe suprafețele ocluzale ale dinților protezei. În timp ce gipsul este încă un pic moale, reasamblați Okklamatul prin aplicarea capacului și a saibelor pe suport și apoi strângeți ferm șuruburile-fluture. Datorită orificiilor conice din capac acesta găsește o poziție sigură, reproductibilă. Adăugând gips fixați rola de gips făcută anterior de capac. În acest fel obțineți o cheie reproductibilă a protezei pentru noul suport al protezei.

După întărirea tuturor pieselor de gips deschideți din nou Okklamatul în modul descris și scoateți proteza din cheia de gips. Îndepărtați materialul de amprentă, și pregătiți baza protezei în modul obișnuit pentru căptușire sau rebazare.

Fixați proteza din nou în amprenta ocluzală a cheii de gips cu ceară adezivă sau adeziv instant. Aplicați materialul protetic nou pe partea bazală a protezei. Asamblați din nou strâns OKKLAMAT în modul descris anterior atâta timp cât noul material de căptușire este încă bine deformabil. Strângeți ferm șuruburile-fluture pe șaibele suport. În final polimerizați proteza împreună cu Okklamatul în mod obișnuit.

### Producător:

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 09/14