

Okkluflex

Alkalmazási terület:

Anatómiai rágófelületek gyors és racionális kialakítása viaszból, kerámiából és kompozitból.

Alkalmazási mód:

Keresse ki a formát és ellenőrizze a fog szélességét. Építse fel az első viaszréteget a megszokott módon (merítési dózis). Töltse meg gyorsan a szilikonformát modellviasszal. Hagyja enyhén megvastagodni. Amíg a viasz valamennyire puha, helyezze a formát a csonkra és igazítsa meg, szükség esetén enyhén viaszozza. Ellenőrizze alaposan az ellentétes állkapcsot az artikulátorban. A viasz megkeményedése után óvatosan húzza le a szilikonformát. Egészítse ki az anatómiai fogformát, szükség esetén módosítsa, ill. állítsa be az okkluzál területet.

Kerámia, ill. kompozit rágófelületek kialakításakor hasonló eljárás javasolt.

Ahhoz, hogy a forma gond nélkül leváljon a kerámia rágófelületről, szigetelje a szilikonformát Kera-Sep Spray-vel (DFS- Diamon GmbH) a kerámiamassza betöltése előtt.

Kompozit használatakor inkább könnyen keményedő anyagokat használjon, mivel azokat a szilikonformák átlátszósága miatt könnyen kell keményíteni. Ez esetben nincs szükség szigetelésre.

Minőség:

Vékony, nagyon rugalmas, nagy szakítószilárdságú, átlátszó szilikonformák a fogbevonat kódolásához, több féle felhasználás céljából. Anatómiai forma.

Kockázatok:

Nincs.

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14