

Plastodur

Domeniu de aplicare:

Mărește eficiența agenților de izolare și împiedică abraziunea (de ex. datorită contactelor cu antagoniștii în timpul mișcării articulațiilor).

Mod de aplicare:

- Se aplică nediluat cu pensula de 1-2 ori conform necesităților.
- Rezistent la zgârieturi după 15 min.
- Rezistent la întărit după 30 min.

Măsuri de protecție:

Asigurați suficientă ventilație.

Proprietăți:

Se întărește rapid, rezistent la zgârieturi, hidrofug.

Termen de valabilitate:

2 ani

Depozitare:

- La temperatură constantă, nu peste 35°C.
- Nu expuneți direct razelor solare.
- Protejați de îngheț.

Atenție:

Nu permiteți pătrunderea în canalizare!

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14