

Szilikon és viasz nyomáscsökkentő

500 ml-es palack szórópalackkal

Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó!

Használat után jól zárja le!

A száraz szilikon lenyomatokat a gipsszel vagy a beágyazó masszával való kiöntés előtt, valamint a viasz és flex részeket beágyazás előtt szilikon vagy viasz nyomáscsökkentővel 15-20 cm távolságra takarékosan és egyenletesen szórja be. Forgassa a modellt a permetben. Kerülje a tócsák keletkezését. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a további nyomáscsökkentőt enyhe légáramlattal fújja szárazra. Beágyazás előtt teljesen szárítsa meg a nyomáscsökkentőt, hogy az ötvözetek ne legyenek egyenetlenségek. A szilikon és viasz nyomáscsökkentő jól látható modellezési pontosságot nyújt, és megkönnyíti a buborékmentes ötvözetek előállítását. A modellöntésnél használt finom tartók és rögzítőrészek kitűnő modellezési pontossággal készülnek.

Óvintézkedések:

- Gyújtóforrásoktól tartsa távol.
- Jól szellőztesse ki a helyiséget.
- Ne lélegezze be a gőzöket.
- Viseljen védőszemüveget, oldószerálló védőkesztyűt és a környezeti levegőtől függő légzésvédő álarcot.

Tulajdonságok:

A szilikon és viasz nyomáscsökkentő csökkenti a szilikon és a viasz felületi feszültségét, és megkönnyíti a nedves beágyazó massa jobb, az egyébként víztaszító felületekre történő adaptációját.

Könnyen gyullad!

Tárolás:

A tárolás a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások (VdF) szerint történik. Tárolási idő maximum 2 év.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14