

Fluxur

Nome del prodotto:

Fluxur, fondente per leghe dentali

Composizione:

Iodossido di potassio fluoroborato complesso

Campo di applicazione:

Tecnologia di realizzazione di corone e ponti, scheletrati

Trattamento:

Preparare il punto da saldare in modo che sia privo di residui. Prima del riscaldamento a fiamma, applicare una quantità sufficiente di Fluxur sul punto di saldatura caldo. Continuare a scaldare fino a calor rosso; aggiungere altro Fluxur se necessario. Applicare la lega di saldatura, attendere che scorra all'interno del giunto brasato e riscaldare di nuovo per breve tempo.

Dopo un lento raffreddamento, rimuovere il fondente vitreo in modo meccanico (molatura, sabbiatura); non usare decapanti!

Si adattano in modo ottimale allo scopo le spazzole d'acciaio rotanti. (N° ordine 60014)

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/13