

## Uporal® Polidores C + D

Data de elaboração: 09.09.2013

Revisto em: 16.12.2020



\* Exemplo de aplicação

## CONTEÚDO

1. Núcleo de utilizadores .....	2
2. Grupo-alvo de pacientes .....	2
3. Material / Componentes .....	2
4. Descrição do produto .....	2
5. Indicação .....	2
6. Contra-indicação .....	2
7. Campo de aplicação .....	2
8. Especificações das rotações .....	2
9. Frequência de utilização máxima de instrumentos rotativos .....	2
10. Reprocessamento .....	2
11. Armazenamento .....	3
12. Medidas de proteção / Advertências .....	3
13. Riscos residuais .....	3
14. Rastreabilidade .....	3
15. Eliminação .....	3
16. Notificação das autoridades .....	3
17. Explicação dos símbolos .....	4

## Uporal® Polidores C + D

Data de elaboração: 09.09.2013

Revisto em: 16.12.2020

### 1. Núcleo de utilizadores

Estes instrumentos só podem ser usados por pessoas qualificadas em consultórios ou clínicas de odontologia.

- Dentistas
- Cirurgiões maxilofaciais / Cirurgiões estomatognáticos

### 2. Grupo-alvo de pacientes

Pacientes com indicação de medicina dentária nas indicações e aplicações descritas.

### 3. Material / Componentes

- Instrumentos com veio de latão (níquel) e peça de trabalho de fibras (PA), com uma mistura de carboneto de silício (SiC) ou Diadurit®

### 4. Descrição do produto

Estão disponíveis 2 sistemas de polimento Uporal diferentes. Uporal C foi concebido para uso em metais e amálgama, enquanto Uporal D para cerâmicas, compósitos e materiais semelhantes. O efeito abrasivo resulta da impregnação de fibras de polimento com um grão abrasivo, como carboneto de silício ou Diadurit®.

### 5. Indicação

- Polimento do esmalte dentário
- Polimento de materiais de preenchimento dentário (cerâmica e compósito)

### 6. Contraindicação

- Os instrumentos não podem ser utilizados fora do âmbito das indicações ou aplicações especificado
- Evite temperaturas demasiado altas (danos da polpa dentária)  
As rotações indicadas não podem ser excedidas (perigo de lesão)


### 7. Campo de aplicação

- Prietaisai turi būti įdėtos ir užrakintos kuo giliau. (Jeį prispaudimas yra per trumpas, yra pavojus susižeisti!)
- Respeite as rotações recomendadas, de acordo com a tabela anexa, para um melhor desempenho
- Coloque o instrumento imobilizado na cavidade oral, caso contrário, existe risco de lesão da boca
- Antes de tocar no dente / material, o instrumento deve ser colocado em rotação.
- Pode ser empregue uma refrigeração a água, se desejado
- Use apenas na direção / no modo especificado.
- O tempo de polimento não deve durar mais do que 15 segundos e em modo intermitente ou de toque

Devem ser observados os avisos do fabricante da unidade de acionamento.

### 8. Especificações das rotações

#### Rotações máximas para polidores Uporal® C + D

Tipo de ligação	Instrumento	 Rotação
CA	Polidores Uporal® C + D	1' – 3.000 rpm

### 9. Frequência de utilização máxima de instrumentos rotativos

Os seguintes valores são valores aproximados e podem variar dependendo da aplicação, mas não podem exceder o número máximo permitido de ciclos do tratamento:

- Polidor e escovas de nylon **10x**

### 10. Reprocessamento

Preparação (limpeza, desinfeção e esterilização) ver instruções de processamento à parte.

## Uporal® Polidores C + D

Data de elaboração: 09.09.2013

Revisto em: 16.12.2020

### 11. Armazenamento

- Não armazene os instrumentos em sacos de plástico (sacos de plástico danificados podem permitir contaminação despercebida dos instrumentos)
- Conservar à local seco



### 12. Medidas de proteção / Advertências

Para a sua própria segurança, utilize equipamento de proteção individual (luvas, óculos, máscara)

### 13. Riscos residuais

Podem ocorrer riscos residuais em caso de uso abusivo grosseiro, quando se soltam fibras indesejadas durante a utilização ou se, devido a contaminação causada por esterilização inadequada, o doente, utilizador e/ou terceiros puderem sofrer lesões ou danos.

Além disso, estão presentes os seguintes riscos residuais em relação a eventuais erros de aplicação previsíveis, que podem resultar em lesões no doente:

- Utilização de velocidades demasiado baixas / demasiado altas
- Método de utilização contraindicado

Estes riscos residuais são altamente improváveis e não são de esperar no caso de utilização e manuseamento corretos ao longo do ciclo de vida do instrumento.

### 14. Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade dos instrumentos (através do n.º do lote) durante toda a aplicação, recomendamos que conserve a embalagem original mesmo durante a fase de utilização.

### 15. Eliminação

Instrumentos defeituosos ou gastos devem ser esterilizados antes da eliminação para evitar a transmissão de germes. Devido a possíveis arestas afiadas no instrumento, é necessário especial cuidado!

Em seguida, os instrumentos podem ser eliminados junto como os resíduos gerais da clínica.

### 16. Notificação das autoridades

Todos os incidentes fatais associados ao produto devem ser comunicados imediatamente ao fabricante e às autoridades nacionais competentes do seu país.



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany










CE 0297

## Uporal® Polidores C + D

Data de elaboração: 09.09.2013

Revisto em: 16.12.2020

### 17. Explicação dos símbolos

Pictograma	Norma / Diretiva	Explicação
	EU 93/42/EEC (MDD)	Confirmação da conformidade do produto em relação à diretiva europeia mencionada, bem como o número de identificação de um organismo notificado que confirmou a conformidade deste produto.
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.1.1)	Fabricante
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.1.3)	Data de fabrico
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.4.3)	Consulte as instruções de utilização
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.3.4)	Manter seco
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.4.4)	Cuidado!
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.1.6)	Número do artigo
	DIN EN ISO 15223-1 (Número de referência 5.1.5)	Número do lote
	-	Referência a um dispositivo médico