

Isofix

Domaine d'application :

Isolation de moignons de modèles pour les travaux avec la cire dans la confection de couronnes et bridges.

Mode d'application :

Appliquer une fine couche sur le moignon avec le pinceau intégré au bouchon et laisser agir environ 30 secondes. Éliminer l'excès de liquide par soufflage à l'air comprimé. Application et/ou immersion de la cire comme d'habitude. Refermer la bouteille après utilisation.

Qualité :

Isofix forme un mince microfilm de 3-5 µm. Compatible avec les cires de modelage dentaires. Permet un décollement sans fente ni déformation de la pièce en cire. Préviend les traces de traînées dues à la cire sur l'intrados de la couronne. Aucune réaction avec le revêtement. Isofix est sans solvant et soluble dans l'eau.

Conservation :

Conserver bien fermé.

Élimination :

Avec les déchets généraux du laboratoire (verre)

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH ★ Ländenstrasse 1 ★ D-93339 Riedenburg ★ +49 9442 91890

Rév. 02/16