

Spray Kera-Sep

Domaine d'application :

Spray de séparation pour la céramique. Pour isoler les modèles et la masse céramique appliquée. Pour l'utilisation des surfaces de mastication en silicone Okkluflex (DFS-Diamon GmbH)

Mode d'application :

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser une première fois sur 5-8 cm environ, patienter 1 minute environ, puis pulvériser une seconde fois. Procéder par petites pulvérisations uniquement, prévenir la formation de gouttelettes, par exemple dans les alvéoles profondes. Une application ciblée au pinceau est également possible.

Qualité :

Le spray Kera-Sep garantit une isolation sûre entre les surfaces des modèles et la céramique appliquée et permet un décollement aisé du modèle en vue de la cuisson. Aucun risque de contamination croisée comme pour les bouteilles-pinceaux. Le liquide qui adhère brûle sans laisser de résidus.

Risques :

Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

Conservation :

Flacon sous pression. Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. Prévenir tout échauffement au-delà de 50 °C.

Élimination :

Avec les déchets généraux du laboratoire (boîtes métalliques)

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 11/14