

Vernis conducteur argenté GALVANET

Utilisation :

Bien agiter avant utilisation !

Bien refermer la bouteille après utilisation!

Dégraissier les surfaces métalliques avant l'application (exemple : alcool) ! Recouvrir les surfaces en plâtre uniquement si elles sont parfaitement sèches, si nécessaire, les sécher au micro-onde. Appliquer une **couche** avec un pinceau. Tenir le pinceau autant que possible à plat et le déplacer uniformément et rapidement dans une seule direction pour obtenir un film mince et régulier ! La couche doit être parfaitement **couvrante**. La retouche de la surface vernie et la formation de gouttelettes sont à prévenir ! Laisser totalement sécher. GALVANET est un vernis conducteur qui sèche très vite. Il est cependant recommandé d'observer une durée de séchage de 5 min avant de poursuivre.

Après retrait du bain d'or, en fin de galvanisation, libérer le moignon en plâtre au bain à ultrasons avec du solvant pour plâtre. En cas d'électrogalvanisation directe sur du métal, retirer doucement la coiffe galvanisée de la pièce primaire. Retirer ensuite la couche conductrice argentée de la coiffe en or fin avec de l'acide nitrique à 30 % dans un bain à ultrasons.

Mesures de protection :

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Éviter tout contact avec la peau.

Pour supprimer, ne pas utiliser de l'eau.

Bien aérer la pièce. Ne pas inhaler les vapeurs.

Lunettes de protection, gants de protection résistants aux solvants.

Déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Propriétés :

Inflammable

Conservation :

Tenir le récipient hermétiquement fermé pour éviter tout dessèchement.

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 07/14