

Clean-Orange Soluție de curățat cu miros de portocală

Domeniu de aplicare:

Curățarea suprafețelor mobilierului de laborator și cabinet și a suprafețelor de oțel inoxidabil; curățarea lingurilor de amprentă. Precauție: poate deteriora unele suprafețe plastice.

Mod de aplicare:

Diluare cu apă, în funcție de gradul de murdărire.

Calitate:

Elimină resturile de silicon, alginat, paste de zinc-eugenol și sânge. Nu este adecvat pentru utilizare în baia cu ultrasunete.

Pericole:

În caz de înghițire adresați-vă medicului, evitați contactul cu pielea și cu ochii, poate provoca iritații ale pielii.

Eliminare:

În stare pură nu permiteți pătrunderea în canalizare.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14