

Detergente arancione Clean-Orange

Campo di applicazione:

Pulizia delle superfici di mobili da laboratorio e da studio medico e delle superfici in acciaio inossidabile; attenzione: può corrodere alcune materie plastiche, pulizia di portaimpronte

Modalità d'impiego:

Diluire con acqua a seconda del livello di sporco

Qualità:

Elimina i resti di silicone, alginato e paste all'ossido di zinco augenolo, nonché sangue. Non adatto per l'uso all'interno di un bagno ad ultrasuoni.

Rischi:

In caso di ingestione, richiedere una consulenza medica. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; può causare irritazioni della pelle.

Smaltimento:

Non gettare il prodotto puro nelle condotte fognarie.

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14