


Clean-Orange



*Illustracija primjer

Primjena:

Proizvod Clean-Orange namijenjen je čišćenju površina namještaja i ostalih površina od nehrđajućeg čelika u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima. Proizvod je također namijenjen čišćenju žlica za otiske. Akrilne površine mogu biti blago oštećene primjenom ovog proizvoda.

Način primjene:

Ovisno o intenzitetu nečistoće, Clean-Orange moguće je razrijediti s vodom.

Svojstva:

Uklanja ostatke silikona, alginata, zinc-eugenol pasti i krvi. Ovaj proizvod nije namijenjen za upotrebu u ultrasoničnim uređajima za čišćenje.

Rizici:

Nije namijenjeno za piće! Ukoliko dođe do gutanja konzultirajte liječnika. Izbjegavati kontakt s kožom i očima. Može uzrokovati iritaciju kože.

Odlaganje:

Ukoliko proizvod nije razrijeđen nije preporučljivo izliti ga u odvod.

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany