


Clean-Orange (Nettoyant à l'orange)

Date de création: 18.11.2014

Révisé sur: 



*Exemple

Champ d'application

Nettoyage des surfaces (meubles et cabinet dentaire) ainsi que des surfaces en acier inoxydable. Attention: peut dissoudre certains plastiques, nettoyage des porte-empreintes dentaires.

Méthode d'application

Dilué dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement.

Qualité

Enlève les résidus de silicone, d'alginate et des pâtes de zinc eugénol ainsi que le sang. Ne convient pas pour une utilisation dans un bain à ultrasons.

Risque

Consulter un médecin en cas d'ingestion, éviter tout contact avec les yeux et la peau, peut provoquer des irritations de la peau.

Élimination

Ne pas éliminer le produit non dilué dans les canalisations.

Rév. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany