

Naudojimo instrukcija


Autoriaus teisės priklauso "DFS-Diamon GmbH"

1 / 1 psl.



„Clean-Orange“ (Oranžinis valiklis)

Išdavimo data: 2014-11-18

Paskutinė peržiūros data: 



*Pavyzdys

Naudojimas

Baldų ir nerūdijančiojo plieno paviršių valymas dantų klinikose ir laboratorijose. Įspaudų padėklų valymas. Naudojant „Clean-Orange“ akriliniai paviršiai gali būti šiek tiek pažeisti.

Naudojimo būdas

Maišykite su vandeniu priklausomai nuo valomų nešvarumų intensyvumo.

Kokybė

Šalina silikono, alginatų, cinko-eugenolio pastų ir kraujo likučius. Netinka naudoti ultragarsiniuose valytuvuose.

Pavojai

Negerkite arba neprarykite. Prarijus skystį, kreipkitės į gydytoją. Venkite sąlyčio su oda ir akimis, galimas dirginimas.

Šalinimas

Nepilkite gryno valiklio į kanalizaciją.

Rev. 11/14



„DFS-Diamon GmbH“
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany (Vokietija)